


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Timm10 다클론 항체 - P62072

품목 번호: CM0029581



소개

인간 TIMM10(미토콘드리아 내막 수입 트랜스로카제 서브유닛 Tim10)에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 수입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIMM10 토끼 pAb
비고/별칭	TIM10; TIM10A; TIMM10A; TIMM10
종	인간
유전자 ID (인간)	26519
유전자 ID	26519
면역원	재조합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62072
단백질 분자량	10kDa
배송	아이스백