

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Timm17A 폴리클로널 항체 - Q99595

품목 번호: CM0030573

소개

미토콘드리아 수입 내막 트랜스로케이스 서브유닛 Tim17-A를 표적하는 토끼 폴리클로널 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플에서 웨스턴 블롯(Western blot), IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. Swiss-Prot: Q99595.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMM17A Rabbit pAb
비고/별칭	TIM17; TIM17A; TIMM17A
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	10440
유전자 ID	10440
항원(Immunogen)	사람 TIMM17A (NP_006326.1)의 아미노산 1-171에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로널 항체 (Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse)
SWISS	Q99595
단백질 분자량	18kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)