

Wb용 Anti-Timm17B 단일클론 항체 - O60830

품목 번호: CM0007723

소개

TIMM17B Rabbit mAb는 인간 TIMM17B를 표적으로 하는 단일클론 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 마우스 및 래트와의 교차 반응성을 보입니다. 미토콘드리아 수입 및 전위 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMM17B Rabbit mAb
비고/별칭	JM3; TIM17B; DXS9822; TIMM17B
종	인간
GeneID (인간)	10245
GeneID	10245
면역원	인간 TIMM17B (NP_005825.1)의 아미노산 60-160에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O60830
단백질 무게	18kDa
배송	아이스백