

Wb, Elisa용 항-Timm17B 토끼 다클론 항체 - O60830

품목 번호: CM0028683

소개

WB, ELISA에서 검증된 TIMM17B 토끼 pAb입니다.
미토콘드리아 내막 전위효소인 인간, 마우스
TIMM17B(18kDa)를 검출합니다. 미토콘드리아 수입
연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMM17B 토끼 pAb
비고/별칭	JM3, TIM17B, DXS9822, TIMM17B
종	인간
GeneID (인간)	10245
GeneID	10245
면역원	인간 TIMM17B (NP_005825.1)의 아미노산 1-172에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스
SWISS	O60830
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스팩