

Anti-Timm22 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q9Cq85

품목 번호: CM0022298

소개

Western blot, immunoprecipitation, ELISA에
검증된 Anti-Timm22 rabbit polyclonal antibody.
다중 막관통 단백질 수입에 필수적인 미토콘드리아 내막
전위효소 소단위체인 인간, 마우스, 랫트 Timm22와
반응합니다. IVD 연구 및 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Timm22 Rabbit pAb
비고/별칭	Tim22; Timm22
종	마우스
유전자 ID	56322
면역원	재조합 단백질; 마우스 Timm22 (NP_062792.2)의 아미노산 19-121에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클론항체
응용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9CQ85
단백질 무게	20kDa
배송	아이스백