

Anti-Timm23 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - O14925

품목 번호: CM0029387

소개

사람 TIMM23 (TIM23)를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, 미토콘드리아 단백질 수입 및 미토파지 조절에 필수적입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMM23 Rabbit pAb
비고/별칭	TIM23; TIMM23
종(Species)	사람(Human)
유전자 ID (사람)	100287932
유전자 ID	100287932
면역원(Immunogen)	사람 TIMM23 (NP_006318.1)의 아미노산 7-72에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	O14925
단백질 분자량	22kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)