

Wb 및 Elisa용 Anti-Timm29 토끼 다클로날 항체 - Q9Bsf4

품목 번호: CM0022087



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 애플리케이션을 위해 인간 TIMM29 (TIM29, C19orf52)를 타겟팅하는 고품질의 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에서 검증되었으며, 미토콘드리아 수입 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMM29 Rabbit pAb
비고/별칭	TIM29; C19orf52; TIMM29
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	90580
면역원(Immunogen)	인간 TIMM29 (NP_612367.1)의 아미노산 78-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	다클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	Q9BSF4
단백질 분자량	29kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)