

Anti-Timm29 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ip, Elisa - Q8Bgx2

품목 번호: CM0020204

소개

마우스 Timm29 (SWISS Q8BGX2)를 표적으로 하는 토끼 폴리클론항체로, WB, IP, ELISA에 적합합니다. 인간과 교차 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 수입 및 TIM22 복합체 연구용입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	Timm29 Rabbit pAb
비고/별칭	TIM29; 1810026J23Rik; Timm29
종	마우스
GeneID	69773
면역원	마우스 Timm29 (NP_848734.1)의 아미노산 157-266에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용	WB, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8BGX2
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백