

Anti-Timm44 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - O43615

품목 번호: CM0024024



소개

TIMM44 Rabbit pAb는 WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스, 랫트에 반응성을 나타냅니다. 이 항체는 단백질 도입에 필수적인 미토콘드리아 내막 트랜스로카제인 TIMM44 (TIM44)를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMM44 Rabbit pAb
비고/별칭	TIM44; TIMM44
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	10469
유전자 ID	10469
면역원(Immunogen)	인간 TIMM44 (NP_006342.2)의 아미노산 153-452에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O43615
단백질 분자량	51kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)