

Wb, If, Ihc-P, Elisa용 항Timm50 토끼 단클론 항체 - Q3Zcq8

품목 번호: CM0002009

소개

인간 TIMM50 (TIM50)에 대한 토끼 단클론 항체로, WB, IF, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 생쥐 및 쥐와 교차 반응합니다. 미토콘드리아 수입 내막 전위효소 서브유닛을 표적으로 하며 미토콘드리아 기능 및 간질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIMM50 토끼 단클론 항체
비고/별칭	MGCA9, TIM50, TIM50L, TIMM50
종	인간
유전자ID (인간)	92609
유전자ID	92609
면역원	합성 펩타이드 인간 TIMM50 (Q3ZCQ8)의 아미노산 1-100 범위 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q3ZCQ8
단백질 분자량	40kDa
배송 방식	아이스 팩