

Anti-Timm8A 폴리클론항체 (Wb, If/Icc, Elisa 용) - O60220

품목 번호: CM0028699

소개

사람 미토콘드리아 내막 수송효소 소단위체 Tim8 A를 표적하는 토끼 폴리클론항체. 웨스턴 블롯, IF/ICC, ELISA에서 검증됨; 마우스 및 래트와 교차반응. 미토콘드리아 수송 및 샤페론 연구용.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	상세 정보
제품명	TIMM8A Rabbit pAb
비고/별칭	DDP; MTS; DDP1; DFN1; TIM8; TIMM8A
종	사람
GeneID (Human)	1678
면역원	사람 TIMM8A (NP_004076.1)의 아미노산 1-97에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	O60220
단백질 분자량	11kDa
배송	아이스백