

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Timm8B 토끼 다클론 항체 - Q9Y5J9

품목 번호: CM0024447

소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 TIMM8B(미토콘드리아 내막 수송 효소 서브유닛 Tim8 B)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 생쥐, 쥐에서 반응합니다. 미토콘드리아 단백질 수입 및 샤페론 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMM8B 토끼 pAb
비고/별칭	DDP2; TIM8B; TIMM8B
종	인간
유전자 ID (인간)	26521
유전자 ID	26521
면역원	재조합 단백질, 인간 TIMM8B(NP_036591.1)의 아미노산 16-98에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9Y5J9
단백질 분자량	9kDa
배송 방식	아이스백