

Wb, Elisa용 Anti-Timp2 단일클론 항체 - P16035

품목 번호: CM0003630



소개

인간 TIMP2 (Metalloproteinase inhibitor 2)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 마우스, 쥐, 아프리카녹원숭이와 교차 반응합니다. MMP 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMP2 Rabbit mAb
비고/별칭	DDC8; CSC-21K; TIMP2
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7077
유전자 ID	7077
면역원(Immunogen)	인간 TIMP2의 아미노산 120-220에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. (NP_003246.1)
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐, 아프리카녹원숭이
SWISS	P16035
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백