

Anti-Timp2 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - P16035

품목 번호: CM0021530



소개

메탈로프로테이나제 억제제 2(TIMP2) 검출용 Anti-TIMP2 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에서 검증됨; 인간, 마우스, 래트와 반응. 세포외기질 및 전이 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMP2 Rabbit pAb
비고/별칭	DDC8; CSC-21K; TIMP2
종	인간
GeneID (인간)	7077
GeneID	7077
면역원	인간 TIMP2 (NP_003246.1)의 아미노산 100-200에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P16035
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백