

Wb 및 Elisa용 Anti-Timp3 토끼 다클론 항체 - P35625

품목 번호: CM0013092



소개

WB 및 ELISA 검증이 완료된 TIMP3에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫드 TIMP3(24 kDa)를 검출합니다. 세포외기질, 암 및 혈관신생 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMP3 토끼 pAb
비고/별칭	SFD; K222; K222TA2; HSMRK222; TIMP3
종	인간
GeneID (인간)	7078
면역원	합성 펩타이드 인간 TIMP3(NP_000353.1)의 아미노산 110-210 영역에 해당하는 합성 펩타이드
항체 생산 동물	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P35625
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스팩