

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Timp4 폴리클로날 항체 - Q99727

품목 번호: CM0026819

소개

WB, IF/ICC, ELISA 검증된 TIMP4 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포외 기질 재구성, 심혈관 생물학, MMP 억제 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIMP4 Rabbit pAb
비고/별칭	TIMP-4; TIMP4
종	인간
GeneID	7079
면역원	인간 TIMP4 (NP_003247.1)의 아미노산 30-224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q99727
단백질 분자량	26kDa
배송	아이스백