

Wb, Elisa용 Anti-Tin2/Tinf2 폴리클론항체 - Q9Bsi4

품목 번호: CM0027415



소개

인간 TIN2/TINF2에 대한 토끼 폴리클론항체로, WB 및 ELISA에서 검증됨. 마우스와 교차반응함. 쉐터린 복합체 및 텔로미어 생물학 연구에 적합.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIN2/TINF2 Rabbit pAb
비고/별칭	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
종	인간
GeneID (인간)	26277
GeneID	26277
면역원	인간 TIN2/TIN2/TINF2 (NP_001092744.1)의 아미노산 202-451에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BSI4
단백질 분자량	50kDa
배송	아이스백