

Wb, Elisa용 항-Tin2/Tinf2 토끼 단클론 항체 - Q9Bsi4

품목 번호: CM0005465



소개

WB, ELISA에서 검증된 항-TIN2/TINF2 토끼 단클론 항체로, 사람, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 텔로미어 길이 조절 및 보호 기능을 하는 셀레린 복합체 구성 요소인 TERF1 상호작용 핵 인자 2를 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIN2/TINF2 토끼 단클론 항체
비고/별칭	TIN2; DKCA3; TIN2/TINF2
종	사람
유전자ID (사람)	26277
유전자ID	26277
면역원	사람 TIN2/TINF2 (Q9BSI4)의 아미노산 210-309번에 해당하는 서열을 포함한 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9BSI4
단백질 분자량	50 kDa
배송 방식	아이스백