

Wb 및 Elisa용 Anti-Tir1 다클론 항체 - Q570C0

품목 번호: CM0020153



소개

애기장대 TIR1에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 옥신 수용체를 표적으로 하며, 식물 호르몬 신호 전달 및 발달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TIR1 토끼 pAb
비고/별칭	AtTIR1; TRANSPORT INHIBITOR RESPONSE 1; TIR1
종	애기장대
GeneID	825473
면역원	애기장대 TIR1(NP_567135.1)의 아미노산 495-594 영역에 해당하는 합성 펩타이드
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	애기장대
SWISS	Q570C0
단백질 분자량	67kDa
배송	아이스백