

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Tirap 토끼 단일클론 항체 - P58753

품목 번호: CM0008618



소개

WB, IHC-P 및 ELISA용 고품질 항-TIRAP 토끼 단일클론 항체. 인간, 마우스, 래트 TIRAP를 인식합니다. TLR 신호전달 및 선천성 면역 반응에서의 역할을 연구하세요. 액체 형태로 공급되며 아이스백으로 배송됩니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TIRAP 토끼 mAb
비고/별칭	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
종	인간
유전자 ID (인간)	114609
유전자 ID	114609
면역원	합성 펩타이드 인간 TIRAP(P58753)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P58753
단백질 분자량	24kDa
배송 방식	아이스백