

Ihc-P, Elisa용 Anti-Tirap Rabbit Polyclonal Antibody - P58753

품목 번호: CM0022833



소개

인간 TIRAP(Mal)을 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클론항체로, IHC-P 및 ELISA 적용에 대해 검증되었습니다. 선천면역, TLR2/4 및 RAGE 신호전달, 염증 반응 연구에 이상적입니다. SWISS: P58753.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	TIRAP Rabbit pAb
비고/별칭	Mal, wyatt, BACTS1, MyD88-2, TIRAP
종	인간
GeneID (인간)	114609
GeneID	114609
면역원	인간 TIRAP (NP_001034750.1)의 아미노산 1-221에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론항체
적용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	P58753
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백