

Anti-Tkt/Transketolase 단클론 항체, Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 - P29401

품목 번호: CM0005191



소개

인간 TKT/Transketolase(P29401)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 유효성이 검증되었으며, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 오탄당 인산 경로 및 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	[KD 검증] TKT/Transketolase 토끼 mAb
비고/별칭	TK; TKT1; SDDHD; HEL107; HEL-S-48
종	인간
유전자 ID (인간)	7086
유전자 ID	7086
면역원	인간 TKT/Transketolase (NP_001055.1)의 아미노산 281-380에 상응하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P29401
단백질 분자량	68kDa
배송	아이스백