

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Tle1 단클론 항체 - Q04724

품목 번호: CM0008832



소개

WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 단클론 TLE1 항체입니다. 사람, 마우스 및 쥐와 반응합니다. 유전자 발현, 세포 신호 전달 및 암 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLE1 토끼 mAb
비고/별칭	ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1
종	사람
GeneID (사람)	7088
GeneID	7088
면역원	합성 펩타이드: 사람 TLE1(Q04724)의 아미노산 150-250 범위 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	Q04724
단백질 분자량	83 kDa
운송 방식	아이스 팩