

## Anti-Tle1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb And Elisa - Q04724

품목 번호: CM0029577



### 소개

Western blot (WB) 및 ELISA 응용 분야에 대해 검증된 고품질 TLE1 Rabbit Polyclonal Antibody로, 인간 transducin-like enhancer protein 1을 특이적으로 인식합니다. 전사 억제 및 Wnt 신호 전달 연구를 위한 필수 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | TLE1 Rabbit pAb                                                         |
| 비고/별칭       | ESG; ESG1; GRG1; TLE-1; TLE1                                            |
| 종           | 인간                                                                      |
| 유전자 ID (인간) | 7088                                                                    |
| 유전자 ID      | 7088                                                                    |
| 면역원         | 재조합 단백질 (인간 TLE1 (NP_005068.2)의 아미노산 501-770에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질) |
| 원천          | 토끼                                                                      |
| 범주          | 폴리클론항체                                                                  |
| 응용 분야       | WB, ELISA                                                               |
| 교차 반응성      | 인간                                                                      |
| SWISS       | Q04724                                                                  |
| 단백질 분자량     | 83kDa                                                                   |
| 배송          | 아이스백                                                                    |