

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Tle2 토끼 단일클론 항체 - Q04725

품목 번호: CM0004880

소개

인체 TLE2(Transducin-like enhancer protein 2)에 대한 재조합 토끼 단일클론 항체. 웨스턴 블롯(Western blot), IHC-P 및 ELISA 검증 완료. 인간, 마우스, 쥐 샘플과 반응하며 Wnt 신호 전달 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLE2 토끼 단일클론 항체(mAb)
비고/별칭	ESG; ESG2; GRG2; TLE2
종	인간
유전자 ID	7089
면역원	인간 TLE2(NP_003251.2)의 1-138 아미노산 서열을 포함하는 재조합-융합 단백질
출처	토끼
카테고리	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q04725
단백질 무게	80KDa
배송	아이스팩