

Wb 및 Elisa용 Anti-Tle4 단일클론 항체 - Q04727

품목 번호: CM0007485

소개

인간 TLE4에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, 인간 및 마우스와 반응합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 전사 억제 및 Wnt 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TLE4 Rabbit mAb
비고/별칭	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
종	인간
유전자 ID	7091
면역원	인간 TLE4 (NP_001269677)의 아미노산 1-138에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q04727
단백질 무게	84kDa
배송	아이스백