

Wb, Elisa용 Anti-Tle4 토끼 다클론 항체 - Q04727

품목 번호: CM0022869

소개

WB 및 ELISA에서 검증되었으며 랫드와의 교차 반응성을 보이는 고품질 TLE4 토끼 다클론 항체입니다. 토끼 다클론 항체로 제공되며, Wnt 신호전달 및 발생 과정에서 전사 억제 연구를 위한 인간 TLE4 단백질 검출에 적합합니다. - Q04727

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLE4 토끼 pAb
비고/별칭	ESG, BCE1, ESG4, GRG4, BCE-1, Grg-4, E(spl), E(spl), TLE4
종	인간
GeneID (인간)	7091
GeneID	7091
면역원	인간 TLE4(NP_001269677)의 아미노산 173~243에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	랫드
SWISS	Q04727
단백질 분자량	84kDa
배송	아이스팩