

Anti-Tlk1 다클론 항체 (Wb, Elisa용) - Q9Uki8

품목 번호: CM0024079

소개

TLK1(PKU-beta)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 사람, 생쥐, 쥐 TLK1과 교차 반응합니다. TLK1은 크로마틴 조립 및 DNA 손상 반응에 관여하는 키나아제입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TLK1 토끼 pAb
비고/별칭	PKU-beta; TLK1
종	사람
GeneID	9874
면역원	사람 TLK1 (NP_036422.3)의 아미노산 150-250번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 생쥐, 쥐
SWISS	Q9UKI8
단백질 분자량	87kDa
배송 방식	아이스 팩