

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tlk1 폴리클로날 항체 - Q9Uki8

품목 번호: CM0013023

소개

인간 TLK1 (PKU-beta)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 세포 주기, DNA 손상 복구 및 크로마틴 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLK1 Rabbit pAb
비고/별칭	PKU-beta; TLK1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID (인간)	9874
유전자 ID	9874
항원(Immunogen)	인간 TLK1 (NP_036422.3)의 아미노산 160-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q9UKI8
단백질 분자량	87kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)