

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Tlr1 다클론 항체 - Q15399

품목 번호: CM0015943



소개

인간 TLR1에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 염증 반응 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLR1 Rabbit pAb
비고/별칭	TIL; CD281; rsc786; TIL. LPRS5; TLR1
종	인간
유전자 ID (인간)	7096
면역원	인간 TLR1(NP_003254.2)의 아미노산 30-290에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q15399
단백질 분자량	90kDa
배송	아이스백