

Anti-Tlr2 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, If/Icc, If-P, Elisa - O60603

품목 번호: CM0012094



소개

WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에 대해 검증된 고품질의 anti-TLR2 토끼 단일클론 항체입니다. 사람 및 마우스 샘플에 적합합니다. 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLR2 Rabbit mAb
비고/별칭	TIL4; CD282
종(Species)	사람(Human)
GeneID	7097
항원(Immunogen)	사람 TLR2 (NP_003255.2)의 아미노산 290-390 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체(Monoclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람(Human), 마우스(Mouse)
SWISS	O60603
단백질 분자량(Protein Weight)	90kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)