

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Tlr4 폴리클로날 항체 - O00206

품목 번호: CM0018147



소개

TLR4 Rabbit pAb는 인간 TLR4에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 및 마우스 TLR4와 반응합니다; 선천성 면역 및 염증성 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLR4 Rabbit pAb
비고/별칭	TOLL; CD284; TLR-4; ARMD10; TLR4
종	인간
GeneID (인간)	7099
GeneID	7099
면역원	인간 TLR4 (NP_612564.1)의 아미노산 27-228에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O00206
단백질 무게	96kDa
배송	아이스백