


Wb 및 Elisa용 Anti-Tlr5 Rabbit Monoclonal Antibody - O60602

품목 번호: CM0008840



소개

인간 TLR5에 대한 고품질 토끼 단일클론 항체로, Western blot (WB) 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간 TLR5 단백질(~98 kDa)을 인식합니다. 선천성 면역 및 염증성 질환 연구에 적합합니다. O60602.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLR5 Rabbit mAb
비고/별칭	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
종	인간
유전자 ID	7100
면역원	인간 TLR5 (O60602)의 아미노산 258-404에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60602
단백질 분자량	98 kDa
배송	아이스백