


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tlr5 토끼 다클론 항체 - O60602

품목 번호: CM0021751



소개

인간 톨유사 수용체 5(TLR5, O60602)를 표적으로 하는 Anti-TLR5 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 선천면역 및 염증 반응 연구에 활용할 수 있습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLR5 Rabbit pAb
비고/별칭	SLE1; TIL3; SLEB1; MELIOS; TLR5
종	인간
GeneID(인간)	7100
GeneID	7100
면역원	인간 TLR5(NP_003259.2)의 아미노산 714-858에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간
SWISS	O60602
단백질 분자량	98kDa
배송	아이스팩