


Wb, If/Icc, Elisa용 항-Tlr6 토끼 다클론 항체 - Q9Y2C9

품목 번호: CM0025736



소개

WB, IF/ICC, ELISA에서 검증된 TLR6 토끼 다클론 항체. 인간 및 마우스 시료에서 내인성 TLR6를 인식합니다. 선천성 면역 및 염증 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TLR6 토끼 pAb
비고/별칭	CD286; TLR6
종	인간
유전자 ID (인간)	10333
면역원	인간 TLR6 (NP_006059.2)의 아미노산 697-796 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9Y2C9
단백질 분자량	92kDa
배송 방식	아이스 팩