


Wb, If/Icc, If-P, Elisa용 Anti-Tlr7 Rabbit Polyclonal Antibody - Q9Nyk1

품목 번호: CM0013275



소개

인간 TLR7 (SWISS: Q9NYK1)에 대한 Rabbit polyclonal 항체입니다. WB, IF/ICC, IF-P 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 래트 TLR7과 반응합니다. 면역원은 세포외 도메인 (아미노산 30-230)에 해당합니다. 선천면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TLR7 Rabbit pAb
비고/별칭	IMD74; SLEB17; TLR7-like; TLR7
종	인간
GeneID (인간)	51284
GeneID	51284
면역원	인간 TLR7 (NP_057646.1)의 아미노산 30-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NYK1
단백질 분자량	121kDa
배송	아이스백