


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항-Tlr8 토끼 다클론 항체 - Q9Nr97

품목 번호: CM0017573



소개

인간 TLR8을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 선천성 면역 및 TLR 신호 전달 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TLR8 토끼 pAb
비고/별칭	CD288; IMD98; hTLR8; TLR8
종	인간
유전자ID	51311
면역원	인간 TLR8 (NP_619542.1)의 아미노산 849-1041에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9NR97
단백질 분자량	120kDa
배송	아이스백