

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tlr9 폴리클로날 항체 - Q9Nr96

품목 번호: CM0017129



소개

인간 Toll-like receptor 9 (TLR9/CD289)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응성을 나타냅니다. 선천성 면역 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	사양
제품명	TLR9 Rabbit pAb
비고/별칭	CD289; TLR9
종	인간(Human)
GeneID (인간)	54106
GeneID	54106
면역원	인간 TLR9 (NP_059138.1)의 아미노산 414-543 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q9NR96
단백질 분자량	116kDa
배송	아이스백