

Wb, Elisa용 Anti-Tlx1 폴리클로날 항체 - P31314

품목 번호: CM0016043

소개

인간 TLX1에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA용으로 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 비장 발달 연구 및 백혈병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TLX1 Rabbit pAb
비고/별칭	TCL3; HOX11; TLX1
종(Species)	인간(Human)
유전자 ID	3195
항원(Immunogen)	인간 TLX1 (NP_001182446.1)의 아미노산 1-190에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
응용(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P31314
단백질 분자량	34kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)