

Wb, Elisa용 항-Tm7Sf2 토끼 다클론 항체 - O76062

품목 번호: CM0022280

소개

WB 및 ELISA 응용에 적합한 항-TM7SF2 토끼 다클론 항체입니다. 콜레스테롤 생합성에 관여하는 델타(14)-스테롤 환원효소인 인간 및 생쥐 TM7SF2와 반응합니다. 지질 대사 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TM7SF2 토끼 pAb
비고/별칭	ANG1; C14SR; NET47; DHCR14A; TM7SF2
종	인간
GeneID (인간)	7108
GeneID	7108
면역원	인간 TM7SF2 (NP_003264.2)의 아미노산 160-250에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐
SWISS	O76062
단백질 분자량	46kDa
배송	아이스백