

Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Tmc1 Rabbit Polyclonal Antibody - Q8Tdi8

품목 번호: CM0027354



소개

기계적 전달 채널 소단위체인 TMC1에 대한 고품질 토끼 폴리클로날 항체. WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 가집니다. 청각 시스템 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMC1 Rabbit pAb
비고/별칭	DFNB7; DFNA36; DFNB11; TMC1
종	인간
GeneID (인간)	117531
GeneID	117531
면역원	합성 펩타이드, 인간 TMC1 (NP_619636.2)의 아미노산 600-700에 해당하는 서열의 합성 펩타이드
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8TDI8
단백질 분자량	88kDa
배송	아이스백