

Wb, Elisa용 Anti-Tmc5 토끼 다클론 항체 - Q6Uxy8

품목 번호: CM0021914

소개

인체 TMC5(Transmembrane channel-like protein 5)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB 및 ELISA 검증을 완료했으며, 이온 채널 구성 요소로 추정되는 단백질을 검출합니다. 막 단백질 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMC5 토끼 pAb
비고/별칭	TMC5
종	인체(Human)
유전자 ID (인체)	79838
유전자 ID	79838
면역원	인체 TMC5(NP_079056.2)의 아미노산 676-760에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인체
SWISS	Q6UXY8
단백질 무게	115kDa
배송	아이스팩