

Wb, If/Icc, Elisa용 Tmed2 폴리클로날 항체 - Q15363

품목 번호: CM0022154



소개

웨스턴 블롯, 면역형광법 및 ELISA용 TMED2 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간, 쥐 및 랫트 TMED2와 반응하며, 소포 운송 및 GPCR 분비 조절의 핵심 조절 인자입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMED2 Rabbit pAb
비고/별칭	p24; P24A; RNP24; p24b1; p24beta1; TMED2
종(Species)	Human
유전자 ID (인간)	10959
유전자 ID	10959
면역원(Immunogen)	인간 TMED2 (NP_006806.1)의 아미노산 60-170에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
응용(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q15363
단백질 분자량	23kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)