


Wb 및 Elisa용 항-Tmed9 다클론 항체 - Q9Bvk6

품목 번호: CM0026699



소개

WB 및 ELISA에서 검증된 TMED9 토끼 다클론 항체. 사람, 마우스 및 래트 TMED9를 인식합니다. 소포 수송 및 골지 유지에 관여하는 p24 패밀리 단백질을 표적으로 하며, 분비 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TMED9 토끼 pAb
비고/별칭	p25; GMP25; p24a2; HSGP25L2G; p24alpha2; TMED9
종	사람
유전자 ID	54732 (사람)
면역원	사람 TMED9 (NP_059980.2)의 아미노산 1-224에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 래트
SWISS	Q9BVK6
단백질 분자량	27kDa
배송 방식	아이스 팩