

Wb, Elisa용 Anti-Tmeff2 단일클론 항체 - Q9Uik5

품목 번호: CM0012127

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 TMEFF2 Rabbit 단일클론 항체. 인간 및 쥐 TMEFF2(tomoregulin-2)와 반응합니다. 신경과학 및 암 연구 응용에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEFF2 Rabbit mAb
비고/별칭	TR; HPPI; TPEF; TR-2; TENB2; CT120.2; TMEFF2
종	인간
유전자 ID (인간)	23671
유전자 ID	23671
면역원	인간 TMEFF2 (Q9UIK5)의 아미노산 275-374에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 쥐
SWISS	Q9UIK5
단백질 분자량	41kDa
배송	아이스백