

Wb 및 Elisa용 항Tmem100 토끼 다클론 항체 - Q9Nv29

품목 번호: CM0020424

소개

인간 TMEM100에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, WB 및 ELISA에 적합합니다. 마우스와 교차 반응합니다. 혈관 생물학 및 통증 신호 연구에서 연구용으로 검증되었습니다. 14 kDa 막투과 단백질입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TMEM100 토끼 pAb
비고/별칭	TMEM100
종	인간
유전자ID (인간)	55273
유전자ID	55273
면역원	합성 펩티드: 인간 TMEM100 (NP_001093110.1)의 아미노산 50번부터 C-말단까지의 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9NV29
단백질 분자량	14kDa
배송	아이스 팩