

Wb, If-P, Ihc-P, Mihc, Elisa용 Tmem119 단일클론 항체 - Q4V9L6

품목 번호: CM0006833

소개

인간 TMEM119 (OBIF)에 대한 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, mIHC 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 골 형성, 소교세포 및 정자 형성 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM119 Rabbit mAb
비고/별칭	OBIF
종	인간(Human)
GeneID (인간)	338773
GeneID	338773
면역원	인간 TMEM119 재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, IF-P, IHC-P, mIHC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 쥐(Rat)
SWISS	Q4V9L6
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)