

Wb, Elisa용 항-Tmem119 다클론 항체 - Q4V9L6

품목 번호: CM0022928

소개

사람 TMEM119(OBIF)에 대한 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯(WB) 및 ELISA에 적합합니다. 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. TMEM119는 조골세포 분화와 골 무기질화에 관여하며, 미세아교세포 마커입니다. 예측 분자량은 약 29 kDa입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	TMEM119 Rabbit pAb
비고/별칭	OBIF; TMEM119
종	사람
유전자 ID(사람)	338773
유전자 ID	338773
면역원	사람 TMEM119의 아미노산 160-270에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질(NP_859075.2)
숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 랫드
SWISS	Q4V9L6
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스팩