

Wb, Elisa용 Anti-Tmem132D Rabbit Polyclonal Antibody - Q14C87

품목 번호: CM0015866

소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 TMEM132D Rabbit Polyclonal Antibody입니다. 신경 세포 형태 조절자인 인간, 마우스, 랫트 TMEM132D와 반응합니다. 신경과학 연구 및 IVD 분석 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | TMEM132D Rabbit pAb                                               |
| 비고/별칭   | TMEM132D; MOLT; PPP1R153                                          |
| 종       | 인간                                                                |
| GeneID  | 121256                                                            |
| 면역원     | 인간 TMEM132D (NP_597705.2)의 아미노산 730-915에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 원천      | 토끼                                                                |
| 카테고리    | 폴리클론항체                                                            |
| 응용 분야   | WB, ELISA                                                         |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스, 랫트                                                       |
| SWISS   | Q14C87                                                            |
| 단백질 분자량 | 122kDa                                                            |
| 배송      | 아이스백                                                              |