


Wb, Elisa용 Anti-Tmem147 다클론 항체 - Q9Bvk8

품목 번호: CM0019082



소개

인간 TMEM147을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 유효성이 검증되었습니다. 다중통과 트랜스콘 복합체 기능 및 소포체 막 단백질 삽입 연구에 이상적입니다. 인간과 마우스에 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	TMEM147 토끼 pAb
비고/별칭	NEDFLPH; NIFIE14; TMEM147
종	인간
유전자 ID (인간)	10430
유전자 ID	10430
면역원	인간 TMEM147 (NP_116024.1)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드입니다.
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q9BVK8
단백질 분자량	25kDa
배송 방식	아이스백